

Link do produktu: <https://www.hurtico.com.pl/corega-krem-70g-super-mocny-delikatny-mietowy-p-3639.html>



Corega krem 70g Super mocny delikatny miętowy

Kod EAN	3830029295739
---------	----------------------

Producent	Glaxo
-----------	--------------

Opis produktu

Wskazania:

Krem do protez zębowych zapewniający odpowiednie uszczelnienie brzegów protezy oraz jej pewne mocowanie.

Właściwości:

Produkt uniemożliwia przedostawanie się resztek jedzenia pomiędzy protezę a szczękę zapobiegając tym samym powstawaniu stanów zapalnych. Tworzy specjalną powłokę zapobiegając powstawaniu uczucia bólu w miejscu ucisku protezy. Pozwala na spożywanie takich pokarmów, na jakie ma się ochotę. Zapewnia długotrwałe uczucie świeżości.

Sposób użycia:

Dla zapewnienia bezpiecznego utrzymania protezy zębowej krem należy stosować raz dziennie. Zaczynać od małej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może powodować jego wypływanie. W przypadku wypłynięcia, należy użyć mniej kremu przy kolejnym użyciu. Nie należy stosować częściej, niż raz dziennie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania. Jeśli wystarcza na krócej, oznacza to nadmierne zużywanie kremu, co może być objawem nieprawidłowego dopasowania protezy. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania kremu i skonsultować dopasowanie protezy ze swoim lekarzem dentystą.