
Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 13:55

Link do produktu: <https://www.hurtico.com.pl/corega-tabletki-czyszczace-6-szt-p-3641.html>



Corega tabletki czyszczące 6 szt.

Kod EAN	5901208701889
---------	----------------------

Producent	Glaxo
-----------	--------------

Opis produktu

Przygotowanie

Instrukcja stosowania

1. Wrzucić tabletkę Corega do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
2. Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na 3 minuty, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką.
3. Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór należy wylać.